

vortex

by Olympia



Línea de Osteosíntesis



OLYMPIA SALUD

www.olympiasalud.com.ar

▶

ÍNDICE

Línea de
Osteosíntesis

Clavos

Clavo Endomedular Gamma	3
• Clavo Corto	3
• Clavo Largo	3
• Tornillo Cefálico Deslizante	4
• Tornillo Cefálico Helicoidal	4
• Tornillo Cortical	4
• End Cap III y IV	4
Clavo Endomedular de Tibia	5
• Clavo	5
• Tornillo Cortical	5
• Tapón Final	5
Clavo Endomedular de Fémur	6
• Clavo	6
• Tornillo Cortical	6
• Tapón Final	6

Placas y Tornillos

Placa Bloqueada Volar Polidireccional	7
Placa Bloqueada Recta LC-DCP	7
Placa Bloqueada para Húmero tipo Philo	8
Placa Bloqueada para Húmero Dorso Medial	8
Placa Bloqueada para Húmero Distal Dorsolateral con soporte	9
Placa Bloqueada para Olécranon	9
Placa Bloqueada en T	10
Placa Bloqueada en L	10
Placa ⅓ Tubo	11
Placa Bloqueada para Clavícula	11
Placa Bloqueada para Pilon Tibial	12
Placa Bloqueada Anatómica para Peroné Distal	12
• Tornillo Cortical Autobloqueante 2.4mm	13
• Tornillo Cortical Autobloqueante 2.7mm	13
• Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm	13
• Tornillo Cortical 2.7mm	14
• Tornillo Cortical 3.5mm	14
• Tornillo Canulado 3.5mm	15
• Tornillo Canulado 4.5mm	15
• Arandela Cortical 3.5mm	15
• Arandela Cortical 4.5mm	15

Columna


Sistema de Fijación Lumbar	16
----------------------------	----

Línea de Osteosíntesis ▶ Clavos

Clavo Endomedular Gamma PFNA



Descripción	
Material	Titanio
Cefálico	Roscado, opcional Helicoidal
Cerrojo distal	Tornillo Cortical




Clavo Gamma Corto

Medida
Ø 11 X 170mm
Ø 11 X 200mm
Ø 11 X 240mm

Clavo Gamma Largo

Medida
Ø 11 X 360mm - IZQ
Ø 11 X 360mm - DER
Ø 11 X 380mm - IZQ
Ø 11 X 380mm - DER
Ø 11 X 400mm - IZQ
Ø 11 X 400mm - DER
Ø 11 X 420mm - IZQ
Ø 11 X 420mm - DER



Línea de Osteosíntesis ▶ Clavos

Tornillo Cefálico Deslizante

70mm, 75mm, 80mm, 85mm,
90mm, 95mm, 100mm, 105mm,
110mm, 115mm, 120mm



Tornillo Cefálico Helicoidal

75mm, 80mm, 85mm,
90mm, 95mm, 100mm, 105mm,
110mm, 115mm



* Observaciones: Los tornillos cefálicos helicoidales **no se incluyen** por defecto y se proveen únicamente bajo solicitud expresa del profesional.

Tornillo Cortical

Medida

Ø 5 X 25mm

Ø 5 X 30mm

Ø 5 X 35mm

Ø 5 X 40mm

Ø 5 X 45mm

Ø 5 X 50mm

Ø 5 X 55mm

Ø 5 X 60mm

Ø 5 X 65mm

Ø 5 X 70mm

Ø 5 X 75mm

Ø 5 X 80mm



END CAP III
p/ Cefálico Helicoidal
10mm




END CAP IV
p/ Cefálico Deslizante
10mm



Línea de Osteosíntesis ▶ Clavos

Clavo Endomedular de Tibia



Descripción

Material

Titanio

Tornillo de bloqueo (distal y proximal)

Tornillo Cortical

Medidas

Ø 9 - 10

280mm

300mm

320mm

340mm

360mm

285mm

300mm


Ø 11 - 12

320mm

340mm

360mm

Tornillo Cortical



Medidas

Clavos

Ø 9

Ø 10 -11 -12

Tornillos

Ø 3,5

Ø 4,5

30mm, 36mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm

Tapón Final

Medidas

Medida universal


Ø 7



OLYMPIA SALUD

Línea de Osteosíntesis ▶ Clavos

Clavo Endomedular de Fémur



Descripción


Material	Titanio
Tornillo de bloqueo (distal y proximal)	Tornillo Cortical

Medidas

Ø 10 - 11 - 12

340mm
360mm
380mm
400mm
420mm

Tornillo Cortical



Medidas

Clavos

Ø 10 - 11
Ø 12

Tornillos

Ø 4,5 - 5
Ø 6,4 - 5


30mm, 36mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm

Tapón Final

Medidas

Medida universal

Ø 15



Placa Bloqueada

Volar Polidireccional

Descripción	
Material	Titanio
Tornillo distal	Tornillo Cortical Autobloqueante 2.4mm
Tornillo proximal	Tornillo Cortical Autobloqueante 2.4mm, Tornillo Cortical 2.7mm

Medidas
02 orificios - IZQ
02 orificios - DER
03 orificios - IZQ
03 orificios - DER
04 orificios - IZQ
04 orificios - DER
05 orificios - IZQ
05 orificios - DER



Placa Bloqueada


Recta

LC - DCP

Descripción	
Material	Titanio
Tornillo	Tornillo Cortical 3.5mm, Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm


Medidas
04 orificios
05 orificios
06 orificios
07 orificios
08 orificios
09 orificios
10 orificios
11 orificios
12 orificios

Placa Bloqueada para Húmero tipo Philo



Descripción	
Material	Titanio
Tornillo distal	Tornillo Cortical 3.5mm, Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm
Tornillo proximal	Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm

Medidas
03 orificios
05 orificios
07 orificios
09 orificios
11 orificios
13 orificios
15 orificios
17 orificios




Placa Bloqueada para Húmero Dorso Medial

Descripción	
Material	Titanio
Tornillo distal	Tornillo Cortical 3.5mm, Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm
Tornillo proximal	Tornillo Cortical Autobloqueante 2.7mm

Medidas
03 orificios - IZQ
03 orificios - DER
05 orificios - IZQ
05 orificios - DER
07 orificios - IZQ
07 orificios - DER
09 orificios - IZQ
09 orificios - DER
11 orificios - IZQ
11 orificios - DER
13 orificios - IZQ
13 orificios - DER

Placa Bloqueada
para Húmero
Distal Dorsolateral
con Soporte



Descripción	
Material	Titanio
Tornillo distal	Tornillo Cortical Autobloqueante 2.7mm
Tornillo proximal	Tornillo Cortical 3.5mm, Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm

Medidas
05 orificios - IZQ
05 orificios - DER
07 orificios - IZQ
07 orificios - DER
09 orificios - IZQ
09 orificios - DER
11 orificios - IZQ
11 orificios - DER
13 orificios - IZQ
13 orificios - DER



Placa Bloqueada
para Olécranon


Descripción	
Material	Titanio
Tornillo distal	Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm
Tornillo proximal	Tornillo Cortical 3.5mm, Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm

Medidas
04 orificios - IZQ
04 orificios - DER
06 orificios - IZQ
06 orificios - DER
08 orificios - IZQ
08 orificios - DER
10 orificios - IZQ
10 orificios - DER
12 orificios - IZQ
12 orificios - DER

Línea de Osteosíntesis

►

Placas y Tornillos



Placa

Bloqueada en T

Descripción	
Material	Titanio
Tornillo distal	Tornillo Cortical 3.5mm, Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm
Tornillo proximal	Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm

Medidas
04 orificios - IZQ
04 orificios - DER
06 orificios - IZQ
06 orificios - DER
08 orificios - IZQ
08 orificios - DER
10 orificios - IZQ
10 orificios - DER
12 orificios - IZQ
12 orificios - DER
14 orificios - IZQ
14 orificios -DER

Placa

Bloqueada

de Hockey



Descripción	
Material	Titanio
Tornillo distal	Tornillo Cortical 3.5mm, Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm
Tornillo proximal	Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm

Medidas
04 orificios - IZQ
04 orificios - DER
06 orificios - IZQ
06 orificios - DER
08 orificios - IZQ
08 orificios - DER
10 orificios - IZQ
10 orificios - DER
12 orificios - IZQ
12 orificios - DER
14 orificios - IZQ
14 orificios -DER

Línea de Osteosíntesis

►

Placas y Tornillos



Placa 1/3 Tubo

Descripción	
Material	Titanio
Tornillo	Tornillo Cortical 3.5mm

Medidas
04 orificios
05 orificios
06 orificios
07 orificios
08 orificios
09 orificios
10 orificios




Placa Bloqueada
para Clavícula

Descripción	
Material	Titanio
Tornillo	Tornillo Cortical 3.5mm, Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm

Medidas
06 orificios - IZQ
06 orificios - DER
08 orificios - IZQ
08 orificios - DER
10 orificios - IZQ
10 orificios - DER

Placa Bloqueada
para Pilón Tibial



Descripción		Medidas
Material	Titanio	06 orificios - IZQ
Tornillo distal	Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm	06 orificios - DER
Tornillo proximal	Tornillo Cortical 3.5mm, Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm	08 orificios - IZQ
		08 orificios - DER
		10 orificios - IZQ
		10 orificios - DER
		12 orificios - IZQ
		12 orificios - DER
		14 orificios - IZQ
		14 orificios - DER



Placa Bloqueada
Anatómica
para Peroné Distal

Descripción		Medidas
Material	Titanio	04 orificios - IZQ
Tornillo distal	Tornillo Cortical Autobloqueante 2.7mm	04 orificios - DER
Tornillo proximal	Tornillo Cortical 3.5mm, Tornillo Cortical Autobloqueante 3.5mm	06 orificios - IZQ
		06 orificios - DER
		08 orificios - IZQ
		08 orificios - DER
		10 orificios - IZQ
		10 orificios - DER
		12 orificios - IZQ
		12 orificios - DER
		14 orificios - IZQ
		14 orificios - DER

Línea de Osteosíntesis

►

Placas y Tornillos



Tornillo Cortical
Autobloqueante
Ø 2,4mm

- Medida
- Ø 2.4 x 05mm

Ø 2.4 x 07mm

Ø 2.4 x 09mm

Ø 2.4 x 11mm

Ø 2.4 x 13mm

Ø 2.4 x 15mm

Ø 2.4 x 17mm

Ø 2.4 x 19mm

Material

Titanio



Tornillo Cortical
Autobloqueante
Ø 2,7mm

- Medida
- Ø 2.7 x 06mm

Ø 2.7 x 08mm

Ø 2.7 x 10mm

Ø 2.7 x 12mm

Ø 2.7 x 14mm

Ø 2.7 x 16mm

Ø 2.7 x 18mm

Ø 2.7 x 20mm

Ø 2.7 x 22mm

Ø 2.7 x 24mm

Ø 2.7 x 26mm

Ø 2.7 x 28mm

Ø 2.7 x 30mm

Ø 2.7 x 32mm

Ø 2.7 x 34mm


Ø 2.7 x 36mm

Ø 2.7 x 38mm

Ø 2.7 x 40mm

Material

Titanio



Tornillo Cortical
Autobloqueante
Ø 3,5mm

- Medida
- Ø 3.5 x 08mm

Ø 3.5 x 10mm

Ø 3.5 x 12mm

Ø 3.5 x 14mm

Ø 3.5 x 16mm

Ø 3.5 x 18mm

Ø 3.5 x 20mm

Ø 3.5 x 22mm

Ø 3.5 x 24mm

Ø 3.5 x 26mm

Ø 3.5 x 28mm

Ø 3.5 x 30mm

Ø 3.5 x 32mm

Ø 3.5 x 34mm

Ø 3.5 x 36mm

Ø 3.5 x 38mm

Ø 3.5 x 40mm

Ø 3.5 x 45mm

Ø 3.5 x 50mm

Ø 3.5 x 55mm

Ø 3.5 x 60mm

Ø 3.5 x 65mm

Ø 3.5 x 70mm

Ø 3.5 x 75mm

Ø 3.5 x 80mm

Material

Titanio

Línea de Osteosíntesis

►


Placas y Tornillos



Tornillo Cortical
Ø 2,7mm

Medida
Ø 2.7 x 10mm
Ø 2.7 x 12mm
Ø 2.7 x 14mm
Ø 2.7 x 16mm
Ø 2.7 x 18mm
Ø 2.7 x 20mm
Ø 2.7 x 22mm
Ø 2.7 x 24mm
Ø 2.7 x 26mm
Ø 2.7 x 28mm
Ø 2.7 x 30mm
Ø 2.7 x 32mm
Ø 2.7 x 34mm
Ø 2.7 x 36mm
Ø 2.7 x 38mm
Ø 2.7 x 40mm
Material

Titanio



Tornillo Cortical
Ø 3,5mm

Medida
Ø 3.5 x 10mm
Ø 3.5 x 12mm
Ø 3.5 x 14mm
Ø 3.5 x 16mm
Ø 3.5 x 18mm
Ø 3.5 x 20mm
Ø 3.5 x 22mm
Ø 3.5 x 24mm
Ø 3.5 x 26mm
Ø 3.5 x 28mm
Ø 3.5 x 30mm
Ø 3.5 x 32mm
Ø 3.5 x 34mm
Ø 3.5 x 36mm
Ø 3.5 x 38mm
Ø 3.5 x 40mm
Ø 3.5 x 45mm
Ø 3.5 x 50mm
Ø 3.5 x 55mm
Ø 3.5 x 60mm

Material

Titanio

Línea de Osteosíntesis

►

Placas y Tornillos



Tornillo Canulado

Ø 3,5mm

Medida

Ø 3.5 x 15mm

Ø 3.5 x 20mm

Ø 3.5 x 25mm

Ø 3.5 x 30mm

Ø 3.5 x 35mm

Ø 3.5 x 40mm

Ø 3.5 x 45mm

Ø 3.5 x 50mm

Ø 3.5 x 55mm

Material

Titanio



Tornillo Canulado

Ø 4,5mm

Medida

Ø 4.5 x 25mm

Ø 4.5 x 30mm

Ø 4.5 x 35mm

Ø 4.5 x 40mm

Ø 4.5 x 45mm

Ø 4.5 x 50mm

Ø 4.5 x 55mm

Ø 4.5 x 60mm

Ø 4.5 x 65mm

Ø 4.5 x 70mm

Material

Titanio



Arandela Cortical

Ø 3,5mm

Medida

Ø 3.5mm

Material

Titanio



Arandela Cortical

Ø 4,5mm

Medida

Ø 4.5mm


Material

Titanio




Línea de Osteosíntesis ▶ Columna

Sistema de Fijación Lumbar



Descripción

Material	Titanio
Componentes	Barras 5mm, Conector Transversal, Tornillo Poliaxial



Tornillo Poliaxial

Medidas	
Ø5,5	40mm
	50mm
	60mm
	70mm
	80mm
	100mm
	120mm
	140mm
	160mm
	180mm
	200mm
	300mm



Conectores Transversales

Medidas	
37mm	41mm
41mm	48mm
46mm	58mm
53mm	73mm

Barras

Medidas	
4.5	30
	35
	40
	30
	35
5.0	40
	45
	50
5.5	30
	35
	40
	45
	50
6.0	35
	40
	45
	50
	30
6.5	35
	40
	45
	50
	35
7.0	40
	45
	50



vortex

by Olympia



OLYMPIA SALUD

Av. Monseñor Pablo Cabrera 2256

Córdoba · Argentina

Tel: +54 9 3517 07-5681 / +54 9 351 226-8509

E-mail: comercializacion@olympiasalud.com.ar

www.olympiasalud.com.ar

Medida